



MASCARILLA KN95 BLANCA

CARACTERISTICAS



- **MATERIAL:** POLIETILENO.
- **EMPAQUE:** 20 UNIDADES. .
- **COLOR:** BANCA.
- **TALLA:** UNICA.
- **DIMENSIONES (IN):** 5,5 X 3.94.
- **DIMENSIONES (MM):** 140 X 100MM

- CLIP INTEGRADO PARA AJUSTE NASAL.
- CONFORT AL RESPIRAR Y BAJA CAÍDA DE PRESIÓN.
- ERGONÓMICA Y RESISTENTE.

DESCRIPCION GENERALES

CUBRE BOCA Y NARIZ. FILTRA LOS PRINCIPALES GÉRMENES DEL AMBIENTE.

- AYUDA A EVITAR CONTAGIOS DE VIRUS Y BACTERIAS. ES ÚTIL EN CUIDADO DE ENFERMOS, PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS.
- ADEMÁS PROTEGE CONTRA SALPICADURAS DE SANGRE Y SALIVA. SE CATALOGA COMO UN ELEMENTO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA.

➤ **CERTIFICACIONES:**

➤ **ESTE PRODUCTO CUENTA CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES:**

ISO 13485 - 2012. - LATEX FREE CERTIFICATE. - EC CERTIFICATE PRODUCTION QUALITY ASSURANCE SYSTEM 93/42/EEC.



1
Antes de ponerte una mascarilla, lávate las manos con agua y jabón o usa una solución de alcohol.



2
Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrate que no haya espacios entre tu cara y la máscara.



3
Evita tocar la mascarilla mientras la usas. Si lo haces, lávate las manos con agua y jabón o usa una solución de alcohol.



4
Quitate la mascarilla por detrás, sin tocar la parte delantera, y deséchala de inmediato en un recipiente cerrado. Lávate las manos con agua y jabón.