



FICHA TECNICA TAPABOCAS QUIRURGICOS NEGRO Y AZUL



NOMBRE DEL PRODUCTO: TAPABOCAS QUIRURGICO.

TIPO DE AEROSOL: SIN ACEITE.

COLOR: NEGRO / AZUL.

TAMAÑO: UNIVERSAL.

ACCESORIO DE CORREA: TERMOSELLADO.

CLIPS DE NARIS AJUSTABLE: SI.

PRESENTACION COMERCIAL: CAJAS DE 50 UNIDADES.

ESPECIFICACIONES:

LA MASCARA FACIAL TERMOSELLADO POR ULTRASONIDO ESTA COMPUESTA POR 3 CAPAS DE TELA NO TEJIDA DE LAS CUALES 1 DE ELLAS ES UN FILTRO CUYA CARACTERÍSTICAS IMPORTANTE ES LA CAPACIDAD DE ALTA FILTRACIÓN DE LA QUE SUPERA EL 98% DE PARTÍCULAS NO OLEOSAS. SU TELA ES CERTIFICADA Y TIENES NORMAS BASE DE FABRICACIÓN CON SU ESPESOR DE 0.17+0.03, 30GR. RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN SECO POR LIBRAS DE FUERZA 18.0MIN, RESISTENCIA A LA TENSIÓN HÚMEDO POR LIBRAS DE FUERZAS 16.0MIN, Y CAPACIDAD DE RESISTENCIA LIQUIDA % 300MIN. Y 2 TELAS NO TEJIDAS 30GR QUE NO SON IRRITANTES NI ALERGÉNICAS, PARA SOPORTAR LA PROTECCIÓN DEL TAPABOCAS.

USOS:

ESTE DISEÑO SE ADAPTA A CUALQUIER TAMAÑO O FORMA DE CARA, TIENE UN CLIP NASAL PARA AJUSTE DE ACUERDO CON EL TAMAÑO DESEADO, SU ELÁSTICO ES DE ALTA ELASTICIDAD SUFICIENTEMENTE SUAVE Y AJUSTABLE PARA SOSTENER EL TAPABOCAS, LA FUGA DE AIRE OCURRE ALREDEDOR DEL BORDE DE LA MASCARA CUANDO EL USUARIO INHALA.

SE DEBE ALMACENAR EN UN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y GASES CÁUSTICOS DEBE SER UN LUGAR CON BUENA VENTILACIÓN Y SECO.



3. Cubra la máscara con sus manos.



2. Presiona la nariz para ajustar el clip a el tamaño de ella.



1. Estira la máscara cubriendo nariz y mentón.